




# Catálogo de produtos 2026

---

Componentes Protéticos  
para **Implantes Dentários.**

# TI BIOTECH

Pode contar com a nossa qualidade e compatibilidade  
com as principais marcas do Brasil



---

Precisão e excelência  
em **qualidade**



# Sumário

|                        |    |
|------------------------|----|
| Sobre nós              | 07 |
| Instrução de uso (IFU) | 43 |
| Contato                | 44 |

# LINHA MASTER

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Características Técnicas       | 08 |
| Parafuso de Cobertura Master   | 09 |
| Cicatrizador Master            | 09 |
| Ucla Master Titânio            | 10 |
| Ucla Master Cobalto-Cromo      | 11 |
| Mini Pilar Master              | 12 |
| Pilar Master                   | 13 |
| Cilindro Mini Pilar Para Solda | 14 |

# LINHA CM

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Características Técnicas        | 15 |
| Parafuso de Cobertura CM        | 16 |
| Cicatrizador CM                 | 16 |
| Ucla CM Cobalto-Cromo com Index | 17 |
| Ucla CM Titânio com Index       | 18 |
| Micro Pilar CM                  | 19 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Mini Pilar CM                    | 20 |
| Mini Pilar CM Angulado           | 21 |
| Mini Pilar CM Angulado Com Index | 22 |
| Pilar CM                         | 23 |
| Munhão Universal CM              | 24 |
| Munhão Universal CM com Index    | 25 |
| Attachment Bola CM               | 26 |

## LINHA HE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Características Técnicas   | 27 |
| Parafuso de Cobertura HE   | 28 |
| Cicatrizador HE            | 28 |
| Ucla Titânio HE            | 29 |
| Ucla Cobalto-Cromo HE      | 30 |
| Ucla Calcinável HE         | 31 |
| Mini Pilar HE 3.3          | 32 |
| Mini Pilar HE 4.1          | 33 |
| Mini Pilar HE 4.1 Angulado | 34 |
| Pilar HE                   | 35 |
| Munhao Universal 4.1 HE    | 36 |
| Attachment Bola HE         | 37 |

# CHAVES & CONEXÕES

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Kit Protético                    | 39 |
| Chave Catraca Torquímetro        | 40 |
| Kit Chaves e Conexões            | 40 |
| Conexão Catraca                  | 41 |
| Chave Digital                    | 41 |
| Chaves TPD Para Uso Laboratorial | 42 |

# TI BIOTECH

## EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES PARA IMPLANTODONTIA

Presente no mercado Brasileiro desde 2017, a Ti Biotech tem como missão, produzir componentes protéticos para a Implantodontia com precisão e excelência em qualidade.

Com uma equipe altamente qualificada e tecnologias de ponta, nossas soluções refletem biossegurança e eficácia no seu dia-a-dia da clínica ou laboratório.

Todos os produtos Ti Biotech possuem registro sanitário junto à ANVISA, assegurando conformidade regulatória e credibilidade no mercado Brasileiro.

Consolidamos nossa atuação com base em quatro pilares fundamentais: ética, qualidade, agilidade e confiança. Nosso compromisso é oferecer não apenas componentes protéticos para a implantodontia, mas sim uma experiência diferenciada e com foco centrado no sucesso de nossos clientes, parceiros e profissionais, unindo rapidez no atendimento e rigor técnico em cada etapa de manufatura.

### SEGURANÇA E QUALIDADE NA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES PROTÉTICOS



#### EXPANSÃO NACIONAL

Com crescimento exponencial em todo o Brasil e forte presença nos estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Santa Catarina.



#### EXCELÊNCIA REGULATÓRIA

A obtenção das licenças obrigatórias junto à ANVISA reforça nosso compromisso com os critérios de conformidade legal, sanitária e de biossegurança dos nossos produtos, com atuação ética no setor de saúde.



#### REFERÊNCIA NO SETOR


A Ti Biotech se orgulha de ser uma referência no setor, construindo uma reputação inabalável de confiança e qualidade.



# Linha

---


# MASTER



## Características Técnicas

- Conexão cônica interna de 16 ° para maior área de contato na interface componente x implante
- Hexágono para indexação e melhor posicionamento protético
- Sistema plataforma switching na interface componente x implante para preservação da crista óssea
- Interface protética única para todos os diâmetros de implantes
- Chave protética BioTorx®, única para todos os componentes
- Parafusos de 1.6mm que promovem mais simplicidade na manutenção protética
- Resultados estéticos mais previsíveis
- Compatível com os melhores sistemas de implantes
- Próteses: unitária, múltipla, cimentada, parafusada, temporária e overdenture

## Parafuso de Cobertura MASTER



Altura (mm)

|   |           |
|---|-----------|
| 0 | 02PCMCM00 |
| 1 | 02PCMCM01 |
| 2 | 02PCMCM02 |

### « INDICAÇÕES »

- Torque de Instalação **Max 10 N. cm**
- Chave de Instalação  
Chave Digital BioTorx® (Cod: 20.002)

## Cicatrizador Master



| Altura (mm) | Ø 3.3     | Ø 4.5     |
|-------------|-----------|-----------|
| 0.8         | 02MCM3308 | 02MCM4508 |
| 1.5         | 02MCM3315 | 02MCM4515 |
| 2.5         | 02MCM3325 | 02MCM4525 |
| 3.5         | 02MCM3335 | 02MCM4535 |
| 4.5         | 02MCM3345 | 02MCM4545 |
| 5.5         | 02MCM3355 | 02MCM4555 |
| 6.5         | 02MCM3365 | 02MCM4565 |

### « INDICAÇÕES »

- Torque de Instalação **Max 10 N. cm**
- Chave de Instalação  
Chave Digital BioTorx® (Cod: 20.002)

## Ucla Master TITÂNIO

### « INDICAÇÕES »

Com Indexador protético

Torque de Instalação **20 N. cm**

Chave de Instalação  
Conexão BioTorx® (Cod: 19.002)


- Acompanha parafuso
- Personalizável
- Prótese temporária



#### Altura (mm)

|     |           |
|-----|-----------|
| 0.8 | 08MCM3808 |
| 1.5 | 08MCM3815 |
| 2.5 | 08MCM3825 |
| 3.5 | 08MCM3835 |

ALTURA



#### Ø1 (mm) Ø2 (mm)

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 3.45 | 4.1 | 08MCM35375 |
| 3.45 | 4.5 | 08MCM4043  |
| 3.45 | 5.0 | 08MCM5060  |

### TRANSFER MASTER



#### « MOLDEIRA ABERTA »

SEM INDEXADOR  
14MMART

COM INDEXADOR  
14MMAAR



#### « MOLDEIRA FECHADA »

SEM INDEXADOR  
CURTO  
14MMFC

SEM INDEXADOR  
LONGO  
14MMFL

COM INDEXADOR  
14MMFAR

### ANÁLOGO MASTER



16MCM

### PARAFUSO UCLA MASTER



18MRC

## Ucla Master COBALTO-CROMO

### « INDICAÇÕES »



Com Indexador protético



Torque de Instalação **20 N. cm**



Chave de Instalação  
Conexão BioTorx® (Cod: 19.002)

- Acompanha parafuso
- Personalizável
- Prótese definitiva unitária



10MCM35375

### TRANSFER MASTER



#### « MOLDEIRA ABERTA »

SEM INDEXADOR  
14MMART

COM INDEXADOR  
14MMAAR

#### « MOLDEIRA FECHADA »

SEM INDEXADOR  
CURTO  
14MMFC

SEM INDEXADOR  
LONGO  
14MMFL

### ANÁLOGO MASTER




16MCM

### PARAFUSO UCLA MASTER



18MRC

# Mini Pilar MASTER



| Altura (mm) |       |
|-------------|-------|
| 0,8         | 05M08 |
| 1,5         | 05M15 |
| 2,5         | 05M25 |
| 3,5         | 05M35 |
| 4,5         | 05M45 |
| 5,5         | 05M55 |
| 6,5         | 05M65 |

## « INDICAÇÕES »

- Rotacional
- Torque de Instalação **32 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão Torque Pilares Protéticos (Cod: 19.017)

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço mínimo interoclusal de 4,5 mm a partir do nível da gengiva

## TRANSFER MINI PILAR



« MOLDEIRA ABERTA »

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>CURTO</b> | <b>LONGO</b> |
| 14MP41MA     | 14MP41MAL    |



« MOLDEIRA FECHADA »

14MP41MF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR



02MP41



Torque de Instalação  
Máx 10 N. cm

## ANÁLOGO MINI PILAR



16MP41

## CILINDRO MINI PILAR



« TITÂNIO »  
**PROVISÓRIA**  
11MP41



« COBALTO CROMO »  
**SOBREFUNDIÇÃO**  
13MP41



« CALCINÁVEL »  
**FUNDIÇÃO**  
12MP41

## PARAFUSO CILINDRO MINI PILAR




|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>HEX 1.2</b> | <b>BioTorx</b> |
| 18CLMP41M      | 18CLMP41M      |



Torque de Instalação  
10 N. cm

# Pilar MASTER



| Altura (mm) |       |
|-------------|-------|
| 0.8         | 06M08 |
| 1.5         | 06M15 |
| 2.5         | 06M25 |
| 3.5         | 06M35 |
| 4.5         | 06M45 |
| 5.5         | 06M55 |
| 6.5         | 06M65 |

## « INDICAÇÕES »

- Antirrotacional
- Torque de Instalação **20 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão BioTorx® (Cod: 19.002)

- Prótese Unitária Parafusada
- Espaço mínimo interoclusal de 5.0 mm a partir do nível da gengiva
- com indexador protético
- Parafuso removível

## TRANSFER PILAR



« MOLDEIRA ABERTA »  
14PMMA



« MOLDEIRA FECHADA »  
14PMMF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO PILAR



02PMCM

Torque de Instalação  
10 N. cm

## ANÁLOGO PILAR



16PMCM

## CILINDRO PILAR



« TITÂNIO »  
PROVISÓRIA  
11PMCMAR



« COBALTO CROMO »  
SOBREFUNDIÇÃO  
13PMCMAR



« CALCINÁVEL »  
FUNDIÇÃO  
12PMCMAR

## PARAFUSO CILINDRO PILAR



18CLPMCM

Torque de Instalação  
10 N. cm

# Técnica de Solda para **BARRA PROTOCOLO**



TIMPS

## « INDICAÇÕES »

- Rotacional
  - ↻ Torque de Instalação  
**10 N.cm**
  - 🔧 Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm  
(Cod: 19.008)
- Proteses multiplas parafusadas
  - Técnica de solda para barra protocolo

## TRANSFER MINI PILAR



### « MOLDEIRA ABERTA »

**CURTO**

14MP41MA

**LONGO**

14MP41MAL

## ANÁLOGO MINI PILAR



16MP41

## PARAFUSO CILINDRO MINI PILAR



**HEX 1.2**

18CLMP41M

**BioTorx**

18CLMP41



Torque de Instalação  
10 N. cm

# Linha

---


## CONE MORSE



### Características Técnicas

- Compatível com os melhores sistemas de implantes CM
- Conexão cônica interna com 11,5° graus
- Rosca de 1,8 mm
- Próteses parafusadas: micro pilar, mini pilar e pilar CM
- Próteses cimentadas: uclas e munhões

## Parafuso de Cobertura CM




| Altura (mm) |          |
|-------------|----------|
| 0           | 02PCCM00 |
| 1           | 02PCCM01 |
| 2           | 02PCCM02 |

### «INDICAÇÕES»

 Torque de Instalação **Max 10 N. cm**

 Chave de Instalação  
Chave Digital 1.2 mm (Cod: 20.008)

## Cicatrizador CM



| Altura (mm) | Ø 3.5    |
|-------------|----------|
| 0.8         | 02CM3308 |
| 1.5         | 02CM3315 |
| 2.5         | 02CM3325 |
| 3.5         | 02CM3335 |
| 4.5         | 02CM3345 |
| 5.5         | 02CM3355 |
| 6.5         | 02CM3365 |



| Altura (mm) | Ø 4.5    |
|-------------|----------|
| 0.8         | 02CM4508 |
| 1.5         | 02CM4515 |
| 2.5         | 02CM4525 |
| 3.5         | 02CM4535 |
| 4.5         | 02CM4545 |
| 5.5         | 02CM4555 |
| 6.5         | 02CM4565 |

### «INDICAÇÕES»

 Torque de Instalação **Max 10 N. cm**

 Chave de Instalação  
Chave Digital 1.2 mm (Cod: 20.008)

## Ucla CM Cobalto-Cromo **com INDEX**

### « INDICAÇÕES »

 Antirrotacional

 Torque de Instalação **20 N. cm**

 Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm  
(Cod: 19.008)

- Acompanha parafuso
- Casos Unitários
- Prótese Cimentada e/ou Parafusada



| Altura (mm) | Estreito (Ø 3.8 mm) | Regular (Ø 4.8 mm) |
|-------------|---------------------|--------------------|
| 0.8         | 10CM3808AR          | 10CM4808AR         |
| 1.5         | 10CM3815AR          | 10CM4815AR         |
| 2.5         | 10CM3825AR          | 10CM4825AR         |
| 3.5         | 10CM3835AR          | 10CM4835AR         |
| 4.5         | 10CM3845AR          | 10CM4845AR         |
| 5.5         | 10CM3855AR          | -                  |

### TRANSFER CM



« MOLDEIRA ABERTA »  
14CMMAAR



« MOLDEIRA FECHADA »  
14CMMFAR

### ANÁLOGO CM



16CM

### PARAFUSO UCLA CM



Para componentes de altura (mm)

|           |         |
|-----------|---------|
| 0.8       | 18UCM08 |
| 1.5 a 3.5 | 18UCM15 |
| 4.5 a 6.5 | 18UCM45 |

## Ucla CM Titânio com INDEX

### « INDICAÇÕES »

 Antirrotacional

 Torque de Instalação **20 N. cm**

 Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm  
(Cod: 19.008)

- Acompanha parafuso
- Casos Unitários
- Protese Cimentada e/ou Parafusada



### « Com Indexador Protético »

Altura (mm)

0.8

08CM3808AR

1.5

08CM3815AR

2.5

08CM3825AR

3.5

08CM3835AR

Regular (Ø 4.8 mm)

08CM4808AR

08CM4815AR

08CM4825AR

10CM4835AR

### « Sem Indexador Protético »

Estreito (Ø 3.8 mm)

08CM3808RT

08CM3815RT

08CM3825RT

08CM3835RT

Regular (Ø 4.8 mm)

08CM4808RT

08CM4815RT

08CM4825RT

08CM4835RT

### TRANSFER CM



« MOLDEIRA ABERTA »

14CMMAAR



« MOLDEIRA FECHADA »

14CMMFAR

### ANÁLOGO CM



16CM

### PARAFUSO UCLA CM



Para componentes de altura (mm)

0.8

18UCM08


1.5 a 3.5

18UCM15

4.5 a 6.5

18UCM45

# Micro Pilar CM



## ALTURA (mm)

|     |        |
|-----|--------|
| 0.8 | 04CM08 |
| 1.5 | 04CM15 |
| 2.5 | 04CM25 |
| 3.5 | 04CM35 |
| 4.5 | 04CM45 |
| 5.5 | 04CM55 |

## «INDICAÇÕES»

- Rotacional
- Antirrotacional
- Torque de Instalação **32 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão Torque Para Mini Pilar (Cod: 19.017)
- Prótese Parafusada
- Casos unitários com cilindro antirrotacional
- Casos múltiplos com cilindro rotacional
- Espaço mínimo interoclusal de 3.5 mm a partir do nível da gengiva

## TRANSFER MICRO PILAR



### «MOLDEIRA ABERTA»

14MCPMA

### «MOLDEIRA FECHADA»

14MCPMF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO MICRO PILAR



02MCP



Torque de Instalação  
10 N. cm

## ANÁLOGO MICRO PILAR




16MCP

## CILINDRO MICRO PILAR



### «TITÂNIO» PROVISÓRIA

11MCPAR  
11MCPRT



### «COBALTO CROMO» SOBREFUNDIÇÃO

13MCPAR  
13MCPRT



### «CALCINÁVEL» FUNDIÇÃO

12MCPAR  
12MCPRT

## PARAFUSO CILINDRO MICRO PILAR



HEX 1.2  
18CLMP41M



Torque de Instalação  
10 N. cm

# Mini Pilar CM



## Altura (mm)

|     |        |
|-----|--------|
| 0.8 | 05CM08 |
| 1.5 | 05CM15 |
| 2.5 | 05CM25 |
| 3.5 | 05CM35 |
| 4.5 | 05CM45 |
| 5.5 | 05CM55 |
| 6.5 | 05CM65 |

ALTURA

## INDICAÇÕES



Rotacional



Torque de Instalação  
**32 N. cm**



Chave de Instalação  
Conexão Torque Pilares  
Protéticos (Cod: 19.017)

- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço mínimo interoclusal de 4.5 mm a partir do nível da gengiva

## TRANSFER MINI PILAR



### MOLDEIRA ABERTA

CURTO  
14MP41MA

LONGO  
14MP41MAL



### MOLDEIRA FECHADA

14MP41MF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR



02MP41



Torque de Instalação  
Máx 10 N. cm

## ANÁLOGO MINI PILAR



16MP41

## CILINDRO MINI PILAR



«TITÂNIO»  
PROVISÓRIA  
11MP41



«COBALTO CROMO»  
SOBREFUNDIÇÃO  
13MP41



«CALCINÁVEL»  
FUNDIÇÃO  
12MP41

## PARAFUSO CILINDRO MINI PILAR




HEX 1.2  
18CLMP41M

LONGO  
18CLMP41L



Torque de Instalação  
10 N. cm

# Mini Pilar CM ANGULADO



Altura (mm)

|    | 17°        | 30°        |
|----|------------|------------|
| 15 | 05CMAG1715 | 05CMAG3015 |
| 25 | 05CMAG1725 | 05CMAG3025 |
| 35 | 05CMAG1735 | 05CMAG3035 |

## « INDICAÇÕES »

- Rotacional
- Torque de Instalação **20 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão Torque 1.2 mm (Cód: 19.008)
- Prótese Unitária Parafusada

## TRANSFER MINI PILAR



« MOLDEIRA ABERTA »

**CURTO**

14MP41MA

**LONGO**

14MP41MAL



« MOLDEIRA FECHADA »

14MP41MF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR



02MP41



Torque de Instalação  
Máx 10 N. cm

## ANÁLOGO MINI PILAR



16MP41

## CILINDRO MINI PILAR



« TITÂNIO »  
**PROVISÓRIA**

11MP41



« COBALTO CROMO »  
**SOBREFUNDIÇÃO**

13MP41



« CALCINÁVEL »  
**FUNDIÇÃO**

12MP41

## PARAFUSO CILINDRO MINI PILAR



**HEX 1.2**

18CLMP41M

**LONGO**

18CLMP41L



Torque de Instalação  
10 N. cm

# Mini Pilar CM Angulado com INDEX



Altura (mm)

|     | 17°          | 30°          |
|-----|--------------|--------------|
| 1.5 | 05CMAG1715AR | 05CMAG3015AR |
| 2.5 | 05CMAG1725AR | 05CMAG3025AR |
| 3.5 | 05CMAG1735AR | 05CMAG3035AR |

## « INDICAÇÕES »

- Torque de Instalação  
**20 N. cm**
- Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm  
(Cód: 19.008)

- Casos Múltiplos
- Prótese Parafusada
- Com Hexágono para  
Indexação Protética

## TRANSFER MINI PILAR



« MOLDEIRA ABERTA »

CURTO

14MP41MA

LONGO

14MP41MAL



« MOLDEIRA FECHADA »

14MP41MF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR



02MP41

Torque de Instalação  
Máx 10 N. cm

## ANÁLOGO MINI PILAR



16MP41

## CILINDRO MINI PILAR



« TITÂNIO »

PROVISÓRIA

11MP41



« COBALTO CROMO »

SOBREFUNDIÇÃO

13MP41



« CALCINÁVEL »

FUNDIÇÃO

12MP41

## PARAFUSO CILINDRO MINI PILAR



HEX 1.2


18CLMP41M

LONGO

18CLMP41L

Torque de Instalação  
10 N. cm

# Pilar CM



## Altura (mm)

|     |        |
|-----|--------|
| 0.8 | 06CM08 |
| 1.5 | 06CM15 |
| 2.5 | 06CM25 |
| 3.5 | 06CM35 |
| 4.5 | 06CM45 |
| 5.5 | 06CM55 |
| 6.5 | 06CM65 |

## «INDICAÇÕES»

- Antirrotacional
- Torque de Instalação **32 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão Torque 1.6 mm (Cód: 19.014)
- Casos Unitários
- Prótese Parafusada

## TRANSFER PILAR



### «MOLDEIRA ABERTA»

14PCMMA



### «MOLDEIRA FECHADA»

14PCMMF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO PILAR



02PCM



Torque de Instalação  
10 N. cm

## ANÁLOGO PILAR



16PCM

## CILINDRO PILAR



### «TITÂNIO»

PROVISÓRIA

11PCMRT

11PCMAR



### «COBALTO CROMO»

SOBREFUNDIÇÃO

13PCMAR



### «CALCINÁVEL»

FUNDIÇÃO

12PCMR

## PARAFUSO CILINDRO PILAR



18CLPCM



Torque de Instalação  
10 N. cm

# Munhão Universal CM

## « DIÂMETRO 3.3 »



| Altura (mm) | 3.3x4mm   |
|-------------|-----------|
| 0.8mm       | 07CM33408 |
| 1.5mm       | 07CM33415 |
| 2.5mm       | 07CM33425 |
| 3.5mm       | 07CM33435 |
| 4.5mm       | 07CM33445 |
| 5.5mm       | 07CM33455 |
| 6.5mm       | 07CM33465 |



| Altura (mm) | 3.3x6mm   |
|-------------|-----------|
| 0.8mm       | 07CM33608 |
| 1.5mm       | 07CM33615 |
| 2.5mm       | 07CM33625 |
| 3.5mm       | 07CM33635 |
| 4.5mm       | 07CM33645 |
| 5.5mm       | 07CM33655 |
| 6.5mm       | 07CM33665 |

## « DIÂMETRO 4.5 »



| Altura (mm) | 4.5x4mm   |
|-------------|-----------|
| 0.8mm       | 07CM45408 |
| 1.5mm       | 07CM45415 |
| 2.5mm       | 07CM45425 |
| 3.5mm       | 07CM45435 |
| 4.5mm       | 07CM45445 |
| 5.5mm       | 07CM45455 |
| 6.5mm       | 07CM45465 |



| Altura (mm) | 4.5x6mm   |
|-------------|-----------|
| 0.8mm       | 07CM45608 |
| 1.5mm       | 07CM45615 |
| 2.5mm       | 07CM45625 |
| 3.5mm       | 07CM45635 |
| 4.5mm       | 07CM45645 |
| 5.5mm       | 07CM45655 |
| 6.5mm       | 07CM45665 |

## « INDICAÇÕES »



Antirrotacional



Torque de Instalação **32 N. cm**



Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm  
(Cod: 19.008)

- Casos Múltiplos ou Unitários
- Prótese Cimentada

## TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL



Ø 3.3

|           |         |
|-----------|---------|
| 3.3 x 4mm | 14MU334 |
| 3.3 x 6mm | 14MU336 |



Ø 4.5

|           |         |
|-----------|---------|
| 4.5 x 4mm | 14MU454 |
| 4.5 x 6mm | 14MU456 |

## ANÁLOGO MUNHÃO UNIVERSAL



Ø 3.3

|           |         |
|-----------|---------|
| 3.3 x 4mm | 16MU334 |
| 3.3 x 6mm | 16MU336 |

Ø 4.5

|           |         |
|-----------|---------|
| 4.5 x 4mm | 16MU454 |
| 4.5 x 6mm | 16MU456 |

## CILINDRO PROVISÓRIO MUNHÃO UNIVERSAL



Ø 3.3

|           |          |
|-----------|----------|
| 3.3 x 4mm | 12MUP334 |
| 3.3 x 6mm | 12MUP336 |

Ø 4.5

|           |          |
|-----------|----------|
| 4.5 x 4mm | 12MUP454 |
| 4.5 x 6mm | 12MUP456 |

## CILINDRO CALCINÁVEL MUNHÃO UNIVERSAL



Ø 3.3

|           |         |
|-----------|---------|
| 3.3 x 4mm | 12MU334 |
| 3.3 x 6mm | 12MU336 |

Ø 4.5

|           |         |
|-----------|---------|
| 4.5 x 4mm | 12MU454 |
| 4.5 x 6mm | 12MU456 |

# Munhão Universal CM com INDEX

## « DIÂMETRO 3.3 »



| Altura (mm) | 3.3x4mm     |
|-------------|-------------|
| 0.8mm       | 07CM33408AR |
| 1.5mm       | 07CM33415AR |
| 2.5mm       | 07CM33425AR |
| 3.5mm       | 07CM33435AR |
| 4.5mm       | 07CM33445AR |
| 5.5mm       | 07CM33455AR |
| 6.5mm       | 07CM33465AR |



| Altura (mm) | 3.3x6mm     |
|-------------|-------------|
| 0.8mm       | 07CM33608AR |
| 1.5mm       | 07CM33615AR |
| 2.5mm       | 07CM33625AR |
| 3.5mm       | 07CM33635AR |
| 4.5mm       | 07CM33645AR |
| 5.5mm       | 07CM33655AR |
| 6.5mm       | 07CM33665AR |

## « INDICAÇÕES »

- Antirrotacional
- Torque de Instalação **32 N. cm**
- Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm  
(Cód: 19.008)
- Casos Múltiplos ou Unitários
- Prótese Cimentada

## « DIÂMETRO 4.5 »



| Altura (mm) | 4.5x4mm     |
|-------------|-------------|
| 0.8mm       | 07CM45408AR |
| 1.5mm       | 07CM45415AR |
| 2.5mm       | 07CM45425AR |
| 3.5mm       | 07CM45435AR |
| 4.5mm       | 07CM45445AR |
| 5.5mm       | 07CM45455AR |
| 6.5mm       | 07CM45465AR |



| Altura (mm) | 4.5x6mm     |
|-------------|-------------|
| 0.8mm       | 07CM45608AR |
| 1.5mm       | 07CM45615AR |
| 2.5mm       | 07CM45625AR |
| 3.5mm       | 07CM45635AR |
| 4.5mm       | 07CM45645AR |
| 5.5mm       | 07CM45655AR |
| 6.5mm       | 07CM45665AR |

## TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL



| Ø 3.3             |
|-------------------|
| 3.3 x 4mm 14MU334 |
| 3.3 x 6mm 14MU336 |



| Ø 4.5             |
|-------------------|
| 4.5 x 4mm 14MU454 |
| 4.5 x 6mm 14MU456 |

## ANÁLOGO MUNHÃO UNIVERSAL



| Ø 3.3             |
|-------------------|
| 3.3 x 4mm 16MU334 |
| 3.3 x 6mm 16MU336 |

| Ø 4.5             |
|-------------------|
| 4.5 x 4mm 16MU454 |
| 4.5 x 6mm 16MU456 |

## CILINDRO PROVISÓRIO MUNHÃO UNIVERSAL



| Ø 3.3              |
|--------------------|
| 3.3 x 4mm 12MUP334 |
| 3.3 x 6mm 12MUP336 |

| Ø 4.5              |
|--------------------|
| 4.5 x 4mm 12MUP454 |
| 4.5 x 6mm 12MUP456 |

## CILINDRO CALCINÁVEL MUNHÃO UNIVERSAL



| Ø 3.3             |
|-------------------|
| 3.3 x 4mm 12MU334 |
| 3.3 x 6mm 12MU336 |

| Ø 4.5             |
|-------------------|
| 4.5 x 4mm 12MU454 |
| 4.5 x 6mm 12MU456 |

## Attachment Bola CM




### ALTURA (mm)

|     |        |
|-----|--------|
| 1.5 | T7CM15 |
| 2.5 | T7CM25 |
| 3.5 | T7CM35 |

### «INDICAÇÕES»

-  Torque de Instalação **32 N. cm**
-  Chave de Instalação  
Conexão Torque Pilares Protéticos  
(Cod: 19.017)
- Casos múltiplos
- Prótese overdenture (sobre dentadura)

### «CÁPSULA ANEL ORING»



T7CPOG

### «ANEL ORING»



ONG

### «BARRA CLIP»




BCP

# Linha

---

## HEXÁGONO EXTERNO



### Características Técnicas

- Baseado no Hexágono Externo padrão Branemark
- Conexão protética simples e que facilita o fluxo de trabalho, desde a moldagem até o posicionamento definitivo dos componentes sobre o implante
- Disponível para as plataformas: Ø3.3, Ø4.1 e Ø5.0 mm
- Compatível com os melhores sistemas de implantes
- Próteses: unitária, múltipla, cimentada, parafusada, temporária e overdenture

# BIOTECH

## Parafuso de Cobertura HE

Ø PLATAFORMA



| Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|----------|----------|----------|
| 02PCHE33 | 02PCHE41 | 02PCHE50 |

### «INDICAÇÕES»

Torque de Instalação **Max 10 N. cm**

- Chave de Instalação
- Ø 3.3: Chave Digital 0.9 mm (Cod: 20.005)
  - Ø 4.1: Chave Digital 1.2 mm (Cod: 20.008)
  - Ø 5.0: Chave Digital 1.2 mm (Cod: 20.008)

## Cicatrizador HE

### «Slim»

Ø PLATAFORMA



| Altura (mm) | Ø 3.3    | Ø 4.1 / 4.3 | Ø 5.0    |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 2           | 02HER332 | 02HES412    | 02HES502 |
| 3           | 02HER333 | 02HES413    | 02HES503 |
| 4           | 02HER334 | 02HES414    | 02HES504 |
| 5           | 02HER335 | 02HES415    | 02HES505 |
| 6           | -        | 02HES416    | -        |
| 7           | -        | 02HES417    | -        |

### «INDICAÇÕES»

Torque de Instalação **Max 10 N. cm**

- Chave de Instalação
- Ø 3.3: Chave Digital 0.9 mm (Cod: 20.005)
  - Ø 4.1: Chave Digital 1.2 mm (Cod: 20.008)
  - Ø 5.0: Chave Digital 1.2 mm (Cod: 20.008)

### «Divergente»

Ø PLATAFORMA



| Altura (mm) | Ø 3.3    | Ø 4.1 / 4.3 | Ø 5.0    |
|-------------|----------|-------------|----------|
| 2           | 02HED332 | 02HED412    | 02HED502 |
| 3           | 02HED333 | 02HED413    | 02HED503 |
| 4           | 02HED334 | 02HED414    | 02HED504 |
| 5           | 02HED335 | 02HED415    | 02HED505 |
| 6           | -        | 02HED416    | -        |
| 7           | -        | 02HED417    | -        |

## Ucla Titânio HE

### « INDICAÇÕES »

○ Rotacional

● Antirrotacional

⌚ Torque de Instalação **32 N. cm**


🔑 Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm (Cod: 19.008)

- Acompanha parafuso
- Personalizável
- Antirrotacional: próteses unitária, cimentada ou parafusada
- Rotacional: próteses múltiplas, cimentada ou parafusada
- Prótese provisória



### « PARAFUSO HEXAGONAL »

|   | Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|---|----------|----------|----------|
| ○ | 08HE33RT | 08HE41RT | 08HE50RT |
| ● | 08HE33AR | 08HE41AR | 08HE50AR |



### « PARAFUSO QUADRADO »

|   | Ø 3.3      | Ø 4.1     | Ø 5.0      |
|---|------------|-----------|------------|
| ○ | 08HE33RTQ  | 08HE41RTQ | 08HE50RTCP |
| ● | 08HE33ARCP | 08HE41ARQ | 08HE50ARQ  |

## TRANSFER HE

Ø PLATAFORMA



### « MOLDEIRA ABERTA »

|  | Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|--|----------|----------|----------|
|  | 14HE33MA | 14HE41MA | 14HE50MA |

Ø PLATAFORMA



### « MOLDEIRA FECHADA »

|  | Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|--|----------|----------|----------|
|  | 14HE33MF | 14HE41MF | 14HE50MF |

## ANÁLOGO HE

Ø PLATAFORMA



|  | Ø 3.3  | Ø 4.1  | Ø 5.0  |
|--|--------|--------|--------|
|  | 16HE33 | 16HE41 | 16HE50 |

## PARAFUSO UCLA HE



### « PARAFUSO HEXAGONAL »

|  | Ø 3.3   | Ø 4.1   | Ø 5.0   |
|--|---------|---------|---------|
|  | 18HE33S | 18HE41S | 18HE50S |



### « PARAFUSO QUADRADO »

|  | Ø 3.3   | Ø 4.1   | Ø 5.0   |
|--|---------|---------|---------|
|  | 18HE33Q | 18HE41Q | 18HE50Q |

## Ucla Cobalto-Cromo HE

### « INDICAÇÕES »


- Rotacional
- ⤵ Torque de Instalação **32 N. cm**
- Antirrotacional
- 🔑 Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm (Cod: 19.008)

- Acompanha parafuso
- Personalizável
- Antirrotacional: próteses unitárias, cimentada ou parafusada
- Rotacional: próteses múltiplas, cimentada ou parafusada



### « PARAFUSO HEXAGONAL »

| Ø 3.3      | Ø 4.1      | Ø 5.0      |
|------------|------------|------------|
| ○ 10HE33R  | ○ 10HE41R  | ○ 10HE50R  |
| ● 10HE33AR | ● 10HE41AR | ● 10HE50AR |



### « PARAFUSO QUADRADO »

| Ø 3.3       | Ø 4.1       | Ø 5.0       |
|-------------|-------------|-------------|
| ○ 10HE33RQ  | ○ 10HE41RQ  | ○ 10HE50RQ  |
| ● 10HE33ARQ | ● 10HE41ARQ | ● 10HE50ARQ |

### TRANSFER HE

Ø PLATAFORMA



#### « MOLDEIRA ABERTA »

| Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|----------|----------|----------|
| 14HE33MA | 14HE41MA | 14HE50MA |

Ø PLATAFORMA



#### « MOLDEIRA FECHADA »

| Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|----------|----------|----------|
| 14HE33MF | 14HE41MF | 14HE50MF |

### ANÁLOGO HE

Ø PLATAFORMA



| Ø 3.3  | Ø 4.1  | Ø 5.0  |
|--------|--------|--------|
| 16HE33 | 16HE41 | 16HE50 |

### PARAFUSO UCLA HE



#### « PARAFUSO HEXAGONAL »

| Ø 3.3   | Ø 4.1   | Ø 5.0   |
|---------|---------|---------|
| 18HE33S | 18HE41S | 18HE50S |



#### « PARAFUSO QUADRADO »

| Ø 3.3   | Ø 4.1   | Ø 5.0   |
|---------|---------|---------|
| 18HE33Q | 18HE41Q | 18HE50Q |

## Ucla Calcinável HE

### « INDICAÇÕES »

○ Rotacional

● Antirrotacional

⌚ Torque de Instalação **32 N. cm**


🔑 Chave de Instalação  
Conexão Torque 1.2 mm (Cod: 19.008)

- Acompanha parafuso
- Personalizável
- Antirrotacional: próteses unitária, cimentada ou parafusada
- Rotacional: próteses múltiplas, cimentada ou parafusada



### « PARAFUSO HEXAGONAL »

|   | Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|---|----------|----------|----------|
| ○ | 09HE33R  | 09HE41R  | 09HE50R  |
| ● | 09HE33AR | 09HE41AR | 09HE50AR |



### « PARAFUSO QUADRADO »

|   | Ø 3.3     | Ø 4.1     | Ø 5.0     |
|---|-----------|-----------|-----------|
| ○ | 09HE33RQ  | 09HE41RQ  | 09HE50RQ  |
| ● | 09HE33ARQ | 09HE41ARQ | 09HE50ARQ |

### TRANSFER HE

Ø PLATAFORMA



#### « MOLDEIRA ABERTA »

|  | Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|--|----------|----------|----------|
|  | 14HE33MA | 14HE41MA | 14HE50MA |

Ø PLATAFORMA



#### « MOLDEIRA FECHADA »

|  | Ø 3.3    | Ø 4.1    | Ø 5.0    |
|--|----------|----------|----------|
|  | 14HE33MF | 14HE41MF | 14HE50MF |

### ANÁLOGO HE

Ø PLATAFORMA



|  | Ø 3.3  | Ø 4.1  | Ø 5.0  |
|--|--------|--------|--------|
|  | 16HE33 | 16HE41 | 16HE50 |

### PARAFUSO UCLA HE



#### « PARAFUSO HEXAGONAL »

|  | Ø 3.3   | Ø 4.1   | Ø 5.0   |
|--|---------|---------|---------|
|  | 18HE33S | 18HE41S | 18HE50S |



#### « PARAFUSO QUADRADO »

|  | Ø 3.3   | Ø 4.1   | Ø 5.0   |
|--|---------|---------|---------|
|  | 18HE33Q | 18HE41Q | 18HE50Q |

# Mini Pilar HE 3.3



## Altura (mm)

|   |         |
|---|---------|
| 1 | 05HE331 |
| 2 | 05HE332 |
| 3 | 05HE333 |
| 4 | 05HE334 |
| 5 | 05HE335 |
| 6 | 05HE336 |

## « INDICAÇÕES »

- Rotacional
- Torque de Instalação **32 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão Torque Para Mini Pilar (Cod: 19.017)
- Prótese Múltipla Parafusada

## TRANSFER MINI PILAR



### « MOLDEIRA ABERTA »

| CURTO    | LONGO     |
|----------|-----------|
| 14MP41MA | 14MP41MAL |



### « MOLDEIRA FECHADA »

14MP41MF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR



02MP41

Torque de Instalação  
Máx 10 N. cm

## ANÁLOGO MINI PILAR



16MP41

## CILINDRO MINI PILAR



« TITÂNIO »  
PROVISÓRIA  
11MP41



« COBALTO CROMO »  
SOBREFUNDIÇÃO  
13MP41



« CALCINÁVEL »  
FUNDIÇÃO  
12MP41

## PARAFUSO CILINDRO MINI PILAR



HEX 1.2  
18CLMP41M

LONGO  
18CLMP41L

Torque de Instalação  
10 N. cm

# Mini Pilar 4.1 HE



| Altura (mm) | Ø4.1/4.3 mm |          | Ø5.0 mm  |
|-------------|-------------|----------|----------|
|             | Ø3.3mm      | Slim     | Slim     |
| 1           | 05HE331     | 05HES411 | 05HES501 |
| 2           | 05HE332     | 05HES412 | 05HES502 |
| 3           | 05HE333     | 05HES413 | 05HES503 |
| 4           | 05HE334     | 05HES414 | 05HES504 |
| 5           | 05HE335     | 05HES415 | 05HES505 |
| 6           | 05HE336     | 05HES416 | 05HES506 |

## « INDICAÇÕES »

- Rotacional
- Torque de Instalação **32 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão Torque Pilares Protéticos (Cod: 19.017)
- Casos Múltiplos
- Prótese Parafusada
- Melhor condicionamento gengival

## TRANSFER MINI PILAR



### « MOLDEIRA ABERTA »

**CURTO** **LONGO**  
14MP41MA 14MP41MAL



### « MOLDEIRA FECHADA »

14MP41MF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR



02MP41



Torque de Instalação  
Máx 10 N. cm

## ANÁLOGO MINI PILAR



16MP41

## CILINDRO MINI PILAR



### « TITÂNIO » PROVISÓRIA

11MP41



### « COBALTO CROMO » SOBREFUNÇÃO

13MP41



### « CALCINÁVEL » FUNÇÃO

12MP41

## PARAFUSO CILINDRO MINI PILAR



**HEX 1.2** **LONGO**  
18CLMP41M 18CLMP41L



Torque de Instalação  
10 N. cm

# Mini Pilar HE 4.1 ANGULADO



| Altura (mm) | Ø 3.3 mm    |             | Ø 4.1/ 4.3 mm |             |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|             | 17°         | 30°         | 17°           | 30°         |
| 2 mm        | 05HEAG17332 | -           | 05HEAG17412   | -           |
| 3 mm        | 05HEAG17333 | 05HEAG30333 | 05HEAG17413   | 05HEAG30413 |
| 4 mm        | 05HEAG17334 | 05HEAG30334 | 05HEAG17414   | 05HEAG30414 |

## « INDICAÇÕES »

- Rotacional
- Torque de Instalação **32 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão Torque Sextavado 1.2 mm (Cod: 19.008)
- Prótese Múltipla Parafusada
- Espaço mínimo interoclusal de 4.5 mm a partir do nível da gengiva

## TRANSFER MINI PILAR



### « MOLDEIRA ABERTA »

**CURTO**

14MP41MA

**LONGO**

14MP41MAL



### « MOLDEIRA FECHADA »

14MP41MF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO MINI PILAR



02MP41



Torque de Instalação  
Máx 10 N. cm

## ANÁLOGO MINI PILAR



16MP41

## CILINDRO MINI PILAR



« TITÂNIO »  
PROVISÓRIA

11MP41



« COBALTO CROMO »  
SOBREFUNDIÇÃO

13MP41



« CALCINÁVEL »  
FUNDIÇÃO

12MP41

## PARAFUSO CILINDRO MINI PILAR



### « HEX 1.2 »

**MÉDIO**

**LONGO**


18CLMP41M

18CLMP41L



Torque de Instalação  
10 N. cm

# Pilar HE



| Altura (mm) |         |
|-------------|---------|
| 1           | 06HE411 |
| 2           | 06HE412 |
| 3           | 06HE413 |
| 4           | 06HE414 |

## « INDICAÇÕES »

- Antirrotacional
- Torque de Instalação **32 N. cm**
- Chave de Instalação Conexão Torque Para Mini Pilar (Cod: 19.017)
- Casos Unitários
- Prótese Parafusada

## TRANSFER PILAR HE



« MOLDEIRA ABERTA »

14P41MA



« MOLDEIRA FECHADA »

14P41MF

## CILINDRO DE PROTEÇÃO PILAR



02PHE41

## ANÁLOGO PILAR



16P41

## CILINDRO PILAR



« TITÂNIO »  
PROVISÓRIA

11P41AR



« CALCINÁVEL »  
FUNDIÇÃO

12P41AR

## PARAFUSO CILINDRO PILAR



MÉDIO

18CLMP41M

LONGO

18CLMP41L

# Munhão Universal 4.1 HE

## «INDICAÇÕES»



Antirrotacional



Torque de Instalação **32 N. cm**



Chave de Instalação  
Conexão Torque Sextavado 1.2  
(Cod: 19.008)

- Casos Unitários
- Prótese Cimentada
- Compatível com implantes HE 4.1 e 4.3
- Acompanha Parafuso



### ALTURA (mm)

|   | 4.5x4mm  | 4.5x6mm  |
|---|----------|----------|
| 1 | 07HE4541 | 07HE4561 |
| 2 | 07HE4542 | 07HE4562 |
| 3 | 07HE4543 | 07HE4563 |

## TRANSFER DO MUNHÃO UNIVERSAL



4.5x4mm  
14MU454

4.5x6mm  
14MU456

## ANÁLOGO MUNHÃO UNIVERSAL



4.5x4mm  
16MU454

4.5x6mm  
16MU456

## CILINDRO MUNHÃO UNIVERSAL



### «PROVISÓRIO»

4.5x4mm  
12MUP454

4.5x6mm  
12MUP456




### «CALCINÁVEL»

4.5x4mm  
12MU454

4.5x6mm  
12MU456

## Attachment Bola HE




| Altura (mm) |         |
|-------------|---------|
| 2           | 17HE412 |
| 3           | 17HE413 |
| 4           | 17HE414 |
| 5           | 17HE415 |
| 6           | 17HE416 |

### «INDICAÇÕES»

-  Torque de Instalação **32 N. cm**
-  Chave de Instalação  
Conexão Torque Pilares Protéticos  
(Cod: 19.017)
- Casos múltiplos
- Prótese overdenture (sobre dentadura)

### «CÁPSULA ANEL ORING»



17CPOG

### «ANEL ORING»



ONG

### «BARRA CLIP»



BCP

# Chaves & Conexões



# TI BIOTECH

## Kit PROTÉTICO



## COMPOSIÇÃO RECOMENDADA

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 22.001 | <b>Estojo Kit Protético</b>                   |
| 19.001 | Conexão BioTorx® Curta                        |
| 19.002 | Conexão BioTorx® Media                        |
| 19.003 | Conexão BioTorx® Longa                        |
| 19.005 | Conexão Torque Sextavada 0.9 Media            |
| 19.007 | Conexão Torque Sextavada 1.2 Curta            |
| 19.008 | Conexão Torque Sextavada 1.2 Media            |
| 19.009 | Conexão Torque Sextavada 1.2 Longa            |
| 19.011 | Conexão Torque Quadrada Media                 |
| 19.014 | Conexão Torque Sextavada 1.6 Media            |
| 19.017 | Conexão Torque Pilares Protéticos Media       |
| 20.002 | Chave Digital BioTorx® Media                  |
| 20.005 | Chave Digital Sextavada 0.9 Media             |
| 20.008 | Chave Digital Sextavada 1.2 Media             |
| 20.013 | Chave Digital para Conexões Torque (opcional) |
| 20.020 | Chave Catraca Torquímetro                     |
| 21.001 | Medidor Protético de Altura Master            |
| 21.002 | Medidor Protético de Altura CM                |
| 21.003 | Medidor Protético de Altura HE 3.3            |
| 21.004 | Medidor Protético de Altura HE 4.1            |
| 21.005 | Medidor Protético de Altura HE 5.0            |

\*Imagem somente ilustrativa

# TI BIOTECH

## Chave Catraca **TORQUÍMETRO**



20.020

## Kit Chaves e **CONEXÕES**



### COMPOSIÇÃO RECOMENDADA

#### 22.002 Estojo Kit Chaves e Conexões

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 19.001 | Conexão BioTorx® Curta                  |
| 19.002 | Conexão BioTorx® Media                  |
| 19.003 | Conexão BioTorx® Longa                  |
| 19.007 | Conexão Torque Sextavada 1.2 Curta      |
| 19.008 | Conexão Torque Sextavada 1.2 Media      |
| 19.009 | Conexão Torque Sextavada 1.2 Longa      |
| 19.017 | Conexão Torque Pilares Protéticos Media |
| 20.002 | Chave Digital BioTorx® Media            |
| 20.008 | Chave Digital Sextavada 1.2 Media       |

# TIBIOTECH

## Conexão CATRACA

### BioTorx®



#### Aplicação

Linha Master

#### Curta Média Longa

19.001 19.002 19.003

0.9



#### Aplicação

Parafuso de Cobertura 3.3  
Cicatrizador 3.3

#### Curta Média Longa

19.004 19.005 19.006

1.6



#### Aplicação

Pilar CM

#### Curta Média Longa

19.013 19.014 19.015

### Componentes Protéticos



#### Aplicação

Mini Pilar  
Micro Pilar  
Attachment Bola

#### Média

19.017

1.2



#### Aplicação

Linha HE (3.3, 4.1 e 5.0)  
Componentes angulados CM  
Cilindros Micro Pilar, Mini Pilar e  
Pilar Cônico

#### Curta Média Longa

19.007 19.008 19.009

### Quadrada



#### Aplicação

UCLAs HE 3.3, 4.1 e 5.0

#### Curta Média Longa

19.010 19.011 19.012

## Chave DIGITAL

### BioTorx®



#### Aplicação

Linha Master

#### Curta Média Longa

20.001 20.002 20.003

0.9



#### Aplicação

Parafuso de Cobertura 3.3  
Cicatrizador 3.3

#### Curta Média Longa

20.004 20.005 20.006

### Digital Para Conexões Torque



#### Aplicação

Todas as conexões torque

20.013

1.2



#### Aplicação

Linha HE (3.3, 4.1 e 5.0)  
Componentes angulados CM  
Cilindros Micro Pilar, Mini Pilar e  
Pilar Cônico

#### Curta Média Longa

20.007 20.008 20.009

### Digital Quadrada



#### Aplicação

UCLAs HE 3.3, 4.1 e 5.0

#### Curta Média Longa

20.010 20.011 20.012

## Chaves TPD Para Uso LABORATORIAL



### 20.015

Chave TPD  
Sextavada 0.9 mm e  
Quadrada 1.3 mm



### 20.016

Chave TPD  
Sextavada 1.2 mm e  
BioTorx®

## Medidor Protético Para Seleção de Altura do TRANSMUCOSO



### Aplicação

Avaliação da altura de  
transmucoso para seleção dos  
componentes protéticos

|        |        |
|--------|--------|
| 21.001 | Master |
| 21.002 | CM     |
| 21.003 | HE 3.3 |
| 21.004 | HE 4.1 |
| 21.005 | HE 5.0 |



# Instruções de uso (IFU)

---

ACESSE O QR CODE



[tibiotech.com.br/instrucoes-de-uso](http://tibiotech.com.br/instrucoes-de-uso)

---

Ti Biotech | 2026 - © Todos  
os direitos reservados  
São Francisco - SC  
Política de privacidade

## REDES SOCIAIS

---



tibiotech



@tibiotechbrasil



ww.tibiotech.com.br

NOSSO WHATSAPP



*Estamos sempre à disposição,  
entre em contato e tire suas  
dúvidas.*

---

*Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzido ou usado de forma  
alguma sem autorização expressa, por escrito, do autor ou editor.  
ATENÇÃO: Somente um dentista licenciado deve utilizar estes produtos.*



**TI  
BIOTECH**

Ti Biotech | 2026 - © Todos os direitos reservados  
[Política de privacidade](#)